




## Fiche Technique

**Référence : URG 5100 CH**

**Gencod : 3518646127076**



**NOUVEAUTÉ 2018**

*Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part*

Photo non contractuelle

## **Dosettes de chlorhexidine**

### Descriptif & propriétés du produit actif :

La chlorhexidine de digluconate est un désinfectant puissant à large spectre.

C'est une solution nettoiyante et assainissante cutané à action immédiate. Inodore, et incolore, elle est sans alcool et ne pique pas.

Effet bactéricide sur pseudomonas aeruginosa et staphylococcus aureus selon la norme NF EN 1040.

**Contenance :** 5 ml

### Substance active :

Chlorhexidine digluconate (CAS N°18472-51-0) : 0.2 % (m/m)

### Utilisation & mode d'emploi :

Appliquer localement à l'aide d'une compresse ou verser directement sur la zone concernée. Ne pas rincer, appliquer une à deux fois par jour, sans dépasser 2.5 ml par jour. Action bactéricide en 5 minutes de contact.

Usage externe.

### Précautions d'emploi :

Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. A utiliser dès 1 an. Tenir hors de portée des enfants, ne pas avaler, ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles, le nez ou les muqueuses, ou en cas d'hypersensibilité à la chlorhexidine. Eviter l'usage prolongé, notamment chez l'enfant, sur des surfaces étendues ou sur une peau lésée.

Conserver à l'abri de la lumière, ne pas stocker à une température supérieure à 30°

A utiliser dans les 2 jours une fois l'unidosse ouverte. Eviter le rejet dans l'environnement.

Eliminer le contenu / récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

**Avec Farmor, prenez le Reflex**

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - [info@reflex-premiers-secours.com](mailto:info@reflex-premiers-secours.com)

